


Avibac WasteTreater



***Produkts notekūdeņu attīrīšanai un
dūņu bioloģiskai noārdīšanai***

Avibac WasteTreater ir izstrādāts ar ļoti aktīviem dabīgiem mikrobiem, kas atlasīti to multienzīmu un vielmaiņas aktivitāšu dēļ, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, samazinātu BSP, ŅSP, taukus, suspendētās daļiņas, smaku, amonjaku un dūņu daudzumu. **Avibac WasteTreater** mikrobu plaša spektra vielmaiņas un fermentatīvās aktivitātes ļauj tiem augt un izveidot veselīgu mikrobu populāciju dažādās atkritumu vidēs ar mainīgu ūdens temperatūru, sāļumu, pH un organisko vielu līmeni, efektīvi sadalot atkritumus..

Garantēts produkta sastāvs Patentētas mikrobu šūnas, sporas un fermenti.

Baktēriju daudzums: 1.0×10^{10} CFU/g (10 mlrd CFU/g).

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Komunālie, rūpnieciskie notekūdeņi, alus darītavu, vīna darītavu un pārtikas pārstrādes notekūdeņi ar taukiem
- Notekūdeņu iekārtas, tvertnes, reaktoru oksidācijas tvertnes, pacelšanas stacijas, aktīvās dūņas
- Lagūnas un kanalizācijas dīķi

Dozēšana - katrā gadījumā nosaka piegādātājs un pasūtītājs, pamatojoties uz saņemtajiem datiem un prasībām

KOPŠANA UN DEVAS: Aprūpe un dozēšana ir atkarīga no produkta veikspējas visos lietošanas posmos.

Atkarībā no iegūtajiem rezultātiem devu var palielināt vai samazināt.

Ražots ASV. Piegādātājs:

Company Aviris

Laisvės al. 101-35, LT-

44291, Kaunas Lithuania

Tel.: +370 62168746

Web: <https://www.avirisbio.com>,

www.avirisadditives.eu

DROŠĪBAS IETEIKUMI LIETOTĀJIEM

Produkts ir drošs cilvēkiem. Varat izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL), piemēram, aizsargbrilles, apavus ar zeķēm, ūdensnecaurlaidīgus cimdus, garās bikses un kreklus ar garām piedurknēm. Valkājiet NIOSH apstiprinātu daļiņu respiratoru ar N, R vai P filtru ar NIOSH apstiprinājuma numura prefiksu TC-84A. Ja produkts nokļūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabāt tumšā vēsā, sausā vietā (līdz 20-28oC) un aukstā (4oC), ja iespējams. Izlietot pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes. Derīguma termiņi attiecas uz neatvērtiem traukiem, kas uzglabāti norādītajos uzglabāšanas apstākļos.

Sagatavošana

Pirms lietošanas 1,0 kg Avibac BioWaste Treater atšķaida 25-30 L tīra silta ūdens (28-30 oC) un ļauj sajauktajiem mikrobiem nostāvēties 45 minūtes līdz stundu, lai mikrobi varētu vairoties.

Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet mums.

Brīdinājums: UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEJAMĀ VIETĀ

Lot:
Expiration: