


Avibac DigestTreater



***Биопродукт для переработки
дигестата и шлама, уменьшения
запахов***

В состав **Avibac DigestTreater** входят высокоактивные природные микробы, выбранные благодаря их мультиферментной и метаболической активности **для улучшения удержания питательных веществ в навозной жиже и дигестате, уменьшения запахов аммиака и сульфидов, гомогенизации и разжижения навозной жижи, удержания азота (увеличивается до 70%), сухого восстановления. количество материала (и общий объем)**. Широкий спектр метаболической и ферментативной активности микробов **Avibac DigestTreater** позволяет им расти и создавать здоровую микробную популяцию в различных средах с отходами с различной температурой воды, соленостью, pH и уровнями органических веществ, эффективно расщепляя отходы..

Гарантированный состав продукта. Запатентованные микробные клетки, споры и ферменты..

Количество бактерий: 1.0×10^{10} CFU/g (10 mlrd CFU/g).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Дигестат для производства биогаза
- Фермерские отстойники, резервуары для навоза и животноводческие помещения,
- Отстойники и отстойники очистки сточных вод

Дозировка – 1 кг на 1000 м3 навозной жижи или дигестата.

Равномерно распределите раствор по суспензии/дигестату или перемешайте, если это возможно. Поскольку поля или контейнеры постоянно пополняются, дозу следует повторять не реже, чем каждые 14 дней.

Поставщик

MB Aviris

Laisvės al. 101-35, Kaunas,
Lithuania

Tel.: +370 62168746

Web: <https://www.avirisbio.com>,

www.avirisadditives.eu

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Продукт безопасен для человека. Вы можете использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как очки, обувь с носками, водонепроницаемые перчатки, длинные брюки и рубашки с длинными рукавами. Носите респиратор, одобренный NIOSH, с фильтром N, R или P и префиксом номера утверждения NIOSH TC-84A. При попадании продукта на кожу тщательно промойте водой.

Хранение

Храните в темном, сухом прохладном месте (~ 25–28°C) и, если возможно, в холодильнике (4°C). Используйте до истечения срока годности, указанного на этикетке. Срок годности распространяется на не вскрытую тару, хранившуюся при указанных условиях хранения.

Подготовка

Перед использованием разведите 1,0 кг **Avibac Digest Treater** в 25–30 л чистой теплой воды (28–30 °C) и дайте смешанным микробам постоять от 45 минут до часа, чтобы бактерии могли размножиться. Равномерно распределите раствор по суспензии/дигестату или, если возможно, перемешайте.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам.

ВНИМАНИЕ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Производство США.